

# アルボ電極

ARBO® -ECG Electrodes Adults and Infants

特徴あるソリッドゲルを用いたディスプレイ電極です。



H124



H135



H92



H135T



H91T

- 支持体は体の外形に合い、汗にも強いソフトなポリエチレンフォームです。
- H124、H135は小型ですから小児のモニター用としても最適です。
- H135T、H91TはX線透過タイプですから放射線科での使用にも適しています。
- Ag/AgClセンサーにより安定した波形が得られます。

## ソリッドゲルの特徴

高い伝導性を有します。  
 高い粘着力を有します。  
 皮膚を刺激しません。  
 外周に浸出しません。  
 使用後の拭き取りが不要です。

商品番号	サイズ	支持体		適用	包装
H124	24mm	ポリエチレンフォーム		新生児・小児	500個/箱 (50個×10袋)
H135	35mm	ポリエチレンフォーム		小児・成人	500個/箱 (50個×10袋)
H 92	48×34mm	ポリエチレンフォーム		成人	500個/箱 (50個×10袋)
H135T	35mm	ポリエチレンフォーム	X線透過タイプ	小児・成人	500個/箱 (50個×10袋)
H91T	48×34mm	ポリエチレンフォーム	X線透過タイプ	成人	500個/箱 (50個×10袋)