

EURO-MED® キュレット

Euro-Med® 製品は、最新技術と伝統の職人技術により産科・婦人科の先生方に高い信頼を頂いている高品質のステンレス鋼手術器具



子宮頸部用

【特徴】

伝統あるケボーキアン型キュレットは先端が約3×3mmで頸部を拡張せずに挿入できます。ブレードは切れ味の良いステンレス製です。バスケット付はサンプルの保持に最適です。さまざまな用途にあった構造により、被検者に違和感が少なく十分なサンプリングができます。

	商品番号	全長	包装
ケボーキアン(バスケット付)	66-442	305mm	1本
ケボーキアンコレクター(バスケット付)	66-441	305mm	1本
ケボーキアン	66-440	305mm	1本
タウンセンド型	66-445	312mm	1本
ロンドン型	64-490	292mm	1本



【特徴】

直径4.5mmの画期的デザインの前部形状により、前後の操作不要で回転するだけで被検者に違和感が少なく十分なサンプリングができます。

	商品番号	全長	包装
エンドキュレット	66-447	312mm	1本



子宮用

[特徴]

Euro-Med® 製品の中で、子宮用サンプラーとして最も広く使われているタイプです。手元側は吸引可能なルアロック形状です。スタイレット付。

	商品番号	サイズ	全長	包装
ノヴァック型	64-624	1mm	254mm	1本
ノヴァック型	64-626	2mm	254mm	1本
ノヴァック型	64-628	3mm	254mm	1本
ノヴァック型	64-630	4mm	254mm	1本
ランダル型	64-620	----	254mm	1本

64-630



64-620



[特徴]

子宮用キュレットのゴールドスタンダードとして最も広く使われているタイプです。先端サイズは幅が5mm～13mmまで5種類あります。手元側は操作しやすいハンドルタイプ。全長は標準的な280mm。

	商品番号	サイズ	全長	包装
シムス型	392-110	0(5mm)	280mm	1本
シムス型	392-111	1(7mm)	280mm	1本
シムス型	392-112	2(9mm)	280mm	1本
シムス型	392-113	3(11mm)	280mm	1本
シムス型	392-114	4(13mm)	280mm	1本

392-114



392-110



医療機器届出番号13B1X00008000018

ジャクソン腔鉤

[特徴]

伝統あるジャクソン型ブレードは被検者に違和感の少ない形状で、腔内に挿入し、腔深部と子宮腔部を最大限に広げて診察することができます。

	商品番号	サイズ	包装
ジャクソン腔鉤	64-324	40 x 108mm	1本



64-324

医療機器届出番号13B1X00008000017

輸入先：クーパーサージカル社（アメリカ） CooperSurgical
製造販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店