


シバガイド *CVC*用 *SIVA Guide*

特許第 6077510 号

<超音波プローブ用ニードルガイドブラケット>

特
徴

- 超音波ガイド下のCVC穿刺が簡単に正確にできます。
- ニードルガイドとブラケットは一体型で、穿刺針の刺入角度を自由に決められます。
- 滅菌して繰り返し使用できます。(EOG 滅菌推奨)
- ナイロン 12 製なのでアレルギーになりません。(ラテックスフリー)
- エコープローブカバーII*を使用することにより高品質の画像が得られます。



ソノサイト HFL38 用 長軸用/短軸用



NanoMaxxL25 用 長軸用/短軸用



GE 12L 用 長軸用/短軸用

ソノサイト社用ニードルガイドブラケット

医療機器届出番号 13B1X00008000028

商品番号	商品名	用途・仕様	包装単位
SVA-H38S8V	シバガイド CVC 用 HFL38-S8V 号(18G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル コヴィディエン Safe Guide 18G 針	1 セット/箱
SVA-H3801V	シバガイド CVC 用 HFL38-1V 号(20G*)	高周波リニアプローブ HFL38 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針(約 20G)	1 セット/箱
SVA-H38S1V	シバガイド CVC 用 HFL38-S1V 号(20G*)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針(約 20G)	1 セット/箱
SVA-H3804V	シバガイド CVC 用 HFL38-4V 号(22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 長軸用 適用ニードル コヴィディエン Safe Guide 22G 針	1 セット/箱
SVA-H38S4V	シバガイド CVC 用 HFL38-S4V 号(22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル コヴィディエン Safe Guide 22G 針	1 セット/箱
SVA-NXL2501V	シバガイド CVC 用 NXL25-1V 号(20G*)	リニアプローブ NanoMaxx L25 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針(約 20G)	1 セット/箱
SVA-NXL25S1V	シバガイド CVC 用 NXL25-S1V 号(20G*)	リニアプローブ NanoMaxx L25 用 短軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針(約 20G)	1 セット/箱

GE 社用ニードルガイドブラケット

医療機器届出番号 13B1X00008000028

商品番号	商品名	用途・仕様	包装単位
SVA-GE12LS8V	シバガイド CVC 用 GE12L-S8V 号(18G)	GE リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル コヴィディエン Safe Guide 18G 針	1 セット/箱
SVA-GE12L01V	シバガイド CVC 用 GE12L-1V 号(20G*)	GE リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針(約 20G)	1 セット/箱
SVA-GE12LS1V	シバガイド CVC 用 GE12L-S1V 号(20G*)	GE リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針(約 20G)	1 セット/箱
SVA-GE12L02V	シバガイド CVC 用 GE12L-2V 号(20G)	GE リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル コヴィディエン Safe Guide 20G 針	1 セット/箱
SVA-GE12LS2V	シバガイド CVC 用 GE12L-S2V 号(20G)	GE リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル コヴィディエン Safe Guide 20G 針	1 セット/箱

(未滅菌品)

一般的名称：体表面用超音波プローブカバー

製造販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
http://www.fuji-medical.co.jp

販売代理店