

ドレナーシジバッグ

特徴

- 容量メモリ付でバッグ内の観察が可能。
- 逆流防止弁付。
- ストラップ付属。
- EOG 滅菌済み
- 排液バルブはツイストロック式。



一般的名称: 排液バッグ

品番	品名	バッグ容量	包装
PD600	ドレナーシジバッグ	600mL	50枚 / 箱

医療機器届出番号: 13B1X00008000045

製造販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004
東京都新宿区四谷4-1細井ビル5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店