

造腔用器具

Milex[®] 腔ダイレーター

Milex[®] Vaginal Silicone Dilators

身体に優しいシリコン素材です。

腔筋肉をリラックスさせ、性交痛を克服するのに役立ちます。

放射線療法や腔再建術後、腔組織の弾力性回復に推奨されています。



Milex[®] 腔ダイレーターは、毒性のない医療用シリコン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。腔ダイレーターは、以下のような目的で使用されます。

- 婦人科系のがんの放射線治療後の、腔粘膜の癒着や腔閉塞、直腸閉塞の予防に有用です。
- 造腔術（腔形成術）の後の、腔粘膜の弾力性を回復するのに役立ちます。
- 先天的な腔欠損症における腔腔形成に有用です。
- 腔痙攣（ワギニズム）などに起因する性交疼痛障害の克服には、腔ダイレーターによる腔拡張が有効です。

Milex[®] Vaginal Silicone Dilators

CooperSurgical

■ Milex[®] 腔ダイレーター（カタログ番号・サイズ・寸法）

成人用（Milex[®] Vaginal-Hymenal Silicone Dilators）

カタログ番号	サイズ	全長 (mm)	外径 (mm)
MX20-CA	S	130	24
	M	140	28
	L	146	32
	XL	157	38
S、M、L、XL の4本セット			



小児用（Milex[®] Pediatric Vaginal Silicone Dilators）

カタログ番号	サイズ	全長 (mm)	外径 (mm)	先端最大 外径 (mm)
MX23-CA	S	52	10	13
	M	63	11	14
	L	68	13	16
	XL	76	14	18
S、M、L、XL の4本セット				



直腸用（Milex[®] Vaginal-Rectal Silicone Dilators）

カタログ番号	サイズ	全長 (mm)	外径 (mm)
MX25-CA	S	76	17
	M	80	24
	L	90	28
	XL	100	34
S、M、L、XL の4本セット			



※ 各製品は4本セットのみの販売になります。

一般的名称：造腔用器具（70968000）

製造販売届出番号：13B1X00008000038

【使用上の注意】

- 本製品は、未滅菌です。使用前に中性洗剤で洗浄し、純水で十分に洗い流してから使用してください。
- 本製品の使用は、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導の下に行ってください。
- 腔内に炎症や出血、感染がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用するにあたり、油性潤滑剤は使用しないでください。

製造元：クーパーサージカル社（米国）

製造販売元：

販売代理店：

株式会社フジメディカル

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http://www.fuji-medical.co.jp