


Euro-Med[®]

Biopsy Punch / Curette

生検鉗子 キュレット

CooperSurgical



Euro-Med®生検鉗子は子宮頸部及びその周辺組織の検体採取にご使用いただけます。
経済性に優れた高い性能と品質のドイツ製です。



64-687 エッペンドルファー型

【特徴】標準的なオリジナルデザインの楕円形の上部刃と下部バスケットにより最適な検体採集ができます。



64-689 ティシュラー・モルガン型

【特徴】人間工学的に優れた、スプリング付全指ハンドルと最もポピュラーな先端形状で、最適なサンプリングを提供します。シュールロックシステムは、採取後のサンプルを確実に保持します。



64-677 バーク型

【特徴】人間工学的に優れた、スプリング付全指ハンドルと最もポピュラーな楕円先端形状で、最適なサンプリングを提供します。シュールロックシステムは、採取後のサンプルを確実に保持します。



品番	商品名	仕様
64-687	Euro-Med生検鉗子	エッペンドルファー型
シャフト長	先端寸法	包装
190 mm	8mm × 4mm	1本/箱



品番	商品名	仕様
64-689	Euro-Med生検鉗子	ティシュラー・モルガン型
シャフト長	先端寸法	包装
210mm	7mm × 3mm	1本/箱



品番	商品名	仕様
64-677	Euro-Med生検鉗子	バーク型
シャフト長	先端寸法	包装
210 mm	5.5mm × 3.25mm	1本/箱

医療機器届出番号:13B1X00008000024 <未滅菌品>

※これらの商品をご要望により製造元にて先端刃の研磨を致します。

Euro-Med® 回転式生検鉗子 ハンドル交換可能なシャフトタイプチップ

品番	商品名	仕様	シャフト長	先端寸法	包装
64-649	Euro-Med生検鉗子	回転式ハンドル	120 mm	(全長)	1本/箱
64-460	Euro-Med生検鉗子	ミニタウンセンドチップ	230 mm	4.2mm × 2.3mm	1本/箱
64-484	Euro-Med生検鉗子	ティシュラー・モルガンチップ	230 mm	7mm × 3mm	1本/箱
64-488	Euro-Med生検鉗子	ケボーキアンチップ	230 mm	8mm × 3mm	1本/箱
64-489	Euro-Med生検鉗子	オーバルチップ	230 mm	5mm × 3mm	1本/箱
64-651	Euro-Med生検鉗子	ミニチップアップ	230 mm	4.2mm × 2.3mm	1本/箱
64-656	Euro-Med生検鉗子	ミニチップダウン	230 mm	4.2mm × 2.3mm	1本/箱
64-751	Euro-Med生検鉗子	ティシュラーチップアップ	230 mm	7mm × 3mm	1本/箱
64-756	Euro-Med生検鉗子	ティシュラーチップダウン	230 mm	7mm × 3mm	1本/箱

医療機器届出番号 :13B1X00008000024 <未滅菌品>

64-649 回転式ハンドル シャフトタイプチップ

【特徴】ハンドルとシャフトが取り外し可能なため様々な形状のチップのシャフトを付け替えることができます。



64-460

ミニタウンセンドチップ



64-484

ティシュラー・モルガンチップ



64-488

ケボーキアンチップ



64-489

オーバルチップ



64-651

ミニチップアップ



64-656

ミニチップダウン



64-751

ティシュラーチップ アップ



64-756

ティシュラーチップ ダウン

※これらの商品はご要望により製造元にて先端刃の研磨を致します。

Euro-Med® キュレット

子宮内膜組織採取器具


Euro-Med®キュレットは、最新技術とドイツ伝統の職人技術により産科・産婦人科の先生方に高い信頼を頂いている高品質のステンレス鋼手術器具です。

子宮頸部用


【特徴】

伝統あるケボーキアン型キュレットは先端が約3×3mmで頸部を拡張せずに挿入できます。ブレードは切れ味の良いステンレス製です。バスケット付はサンプルの保持に最適です。さまざまな用途にあった構造により、被検者に違和感が少なく十分なサンプリングができます。


品番	商品名	全長	包装
66-442	Euro-Med®キュレット ケボーキアン(バスケット付)	305mm	1本
66-441	Euro-Med®キュレット ケボーキアンコレクター(バスケット付)	305mm	1本
66-440	Euro-Med®キュレット ケボーキアン	305mm	1本
66-445	Euro-Med®キュレット タウンセンド型	305mm	1本
64-490	Euro-Med®キュレット ロンドン型	295mm	1本



66-442



66-441



66-440



66-445



64-490

【特徴】

直径4.5mmの画期的デザインの先端形状により、前後の操作不要で回転するだけで被検者に違和感が少なく十分なサンプリングができます。

品番	商品名	全長	包装
66-447	Euro-Med®キュレット エンドキュレット	305mm	1本



66-447



子宮用

【特徴】

Euro-Med® 製品の中で、子宮用サンプラーとして最も広く使われているタイプです。手元側は吸引可能なルアロック形状です。スタイレット付。

品番	商品名	サイズ	全長	包装
64-624	Euro-Med®キュレット ノヴァック型	1mm	254mm	1本
64-626	Euro-Med®キュレット ノヴァック型	2mm	254mm	1本
64-628	Euro-Med®キュレット ノヴァック型	3mm	254mm	1本
64-630	Euro-Med®キュレット ノヴァック型	4mm	254mm	1本
64-620	Euro-Med®キュレット ランダル型	—	254mm	1本



64-630




64-620

【特徴】

子宮用キュレットのゴールドスタンダードとして最も広く使われているタイプです。先端サイズは幅が 5mm ～ 13mm まで 5 種類あります。手元側は操作しやすいハンドルタイプ。全長は標準的な 280mm。

品番	商品名	サイズ	全長	包装
392-110	Euro-Med®キュレット シムス型	0(5mm)	280mm	1本
392-111	Euro-Med®キュレット シムス型	1(7mm)	280mm	1本
392-112	Euro-Med®キュレット シムス型	2(9mm)	280mm	1本
392-113	Euro-Med®キュレット シムス型	3(11mm)	280mm	1本
392-114	Euro-Med®キュレット シムス型	4(13mm)	280mm	1本



392-114



392-110

医療機器届出番号13B1X00008000018

ジャクソン腔鉤



64-324

【特徴】

伝統あるジャクソン型ブレードは被検者に違和感の少ない形状で、腔内に挿入し、腔腔深部と子宮腔部を最大限に広げて診察することができます。

品番	商品名	サイズ	包装
64-324	ジャクソン腔鉤	40 × 108 mm	1本

医療機器届出番号13B1X00008000017

本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

輸入先:クーパーサージカル社(アメリカ) 

製造販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4 丁目 -1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店