

## 個性的な GreenLine FiberOptic Laryngoscopes

### サイカー・ミラー型プレート

このプレートは、中心部が鏡面仕上げで、135°の角度が付いており、通常では見えない部分を鏡面像で確認する事が出来ます。但し、鏡面像は実際とは逆なので慣れるまで注意が必要です。使用前に10分程温湯に浸けて置くと、鏡面が曇るトラブルが防げます。  
5-5245-04 サイカー・ミラー型プレート サイズ 4 154mm 24,000円




### ホリオ型プレート

マッキントッシュ・イギリス型の改良型で、ハンドルとプレートの成す角度を120°としており、頸椎前屈が強い小児麻痺患者、ホテイヤットを装着している患者など、困難な状況でも挿管しやすくなっています。  
5-5247-03 ホリオ型プレート サイズ 3 130mm 23,000円




### フランジレス・マック型プレート

マッキントッシュ・アメリカ型プレートの上部の縁を取り除いた改良型です。開口制限や突出門歯、下顎の退行、短頸などの患者、あるいは喉頭の位置が解剖学上極度に前方にある場合に適合します。  
5-5242-03 フランジレス・マック型プレート サイズ 3 130mm  
5-5242-04 フランジレス・マック型プレート サイズ 4 158mm  
各サイズ 22,000円




### リデュースト・フランジ E-MAC型プレート

イングリッシュ・チャネル・マッキントッシュ型プレートの縁を削って、上顎の門歯に当たり難いようになっています。サイズも豊富です。  
5-5271-02 リデュースト・フランジ E-MAC型プレート サイズ 2 100mm  
5-5271-03 リデュースト・フランジ E-MAC型プレート サイズ 3 130mm  
5-5271-35 リデュースト・フランジ E-MAC型プレート サイズ 3.5 144mm  
5-5271-04 リデュースト・フランジ E-MAC型プレート サイズ 4 155mm  
5-5271-05 リデュースト・フランジ E-MAC型プレート サイズ 5 175mm  
各サイズ 22,000円



### サン・フレックスECマッキントッシュ型プレート(マッコイ型)

ハンドルに沿うように取り付けられているレバーで、プレートの先端を曲げる動きをコントロールできます。  
5-5282-03 サン・フレックスECマッキントッシュ型プレート サイズ 3  
5-5282-04 サン・フレックスECマッキントッシュ型プレート サイズ 4  
新価格 各サイズ 80,000円



## GreenLine FiberOptic Laryngoscopes グリーンライン・ファイバー・オプティック喉頭鏡

### プレートの種類は22種類、きっとお探しの形が見つかります。

- マッキントッシュ・アメリカ型 サイズ3.5、イングリッシュ・チャネル・マッキントッシュ型 サイズ3.5、ウィス・ヒップル型 サイズ1.5 等 サイズも他社にはない中間サイズがあります。
- 国際規格のグリーンラインなので、他社のハンドル・プレートと互換性があります。ウェルチアリン、ストルツ、ハイン、ペンロン(ダイヤモンド・ファイバーライト)、KAWE etc.
- 新型のランプは、より明るいキセノンです。

### GreenLine FiberOptic Handle グリーンライン・ファイバー・オプティック喉頭鏡・ハンドル



5-0236-39  
グリーンライン・ファイバー・オプティック・レギュラーハンドル 14,000円  
単2アルカリ電池2個付

5-0236-30  
グリーンライン・ファイバー・オプティック・ペンライトハンドル 15,000円  
単3アルカリ電池2個付

5-0236-31  
グリーンライン・ファイバー・オプティック・スピードハンドル 15,000円  
単3アルカリ電池2個付

5-0236-38  
グリーンライン・ファイバー・オプティック・ミニハンドル 22,000円  
リチウムイオン電池 CR123 1個使用

ファイバー・オプティック・ランプ  
5-0240-52  
ファイバー・オプティック・ランプ 3,000円


購入コストと廃棄コストをWで削減  
500回以上充放電可能、リチウムイオンなのでメモリー効果もなく継ぎ足し充電が可能です。  
喉頭鏡・検眼鏡・耳鏡ハンドル用  
充電式リチウムイオン電池 単2直列2本型  
MLIB-2C  
充電式リチウムイオン電池 12,000円  
MLIB-A  
専用ACアダプター 3,000円



### MPIミラー型・プレート

従来のミラー型と比較して、ファイバーの先端を、プレートの先端に  
より近づけた事により、最適な視野が得られます。  
国立成育医療センター 手術集中治療部部長 宮坂勝之先生ご指導

1-101-00 MPIミラー型プレート サイズ 0 75mm  
1-101-15 MPIミラー型プレート サイズ 1.5 110mm  
1-101-02 MPIミラー型プレート サイズ 2 150mm  
各サイズ 40,000円



※やむを得ず、価格の変動がありました時は、ご容赦お願い致します。 ※価格には消費税は含まれておりません。 医療機器輸入許可番号 1381X001185UN001KATTEI

製造元 未開



代理店

FUJI MEDICAL CORPORATION

株式会社 フジメディカル

東京都新宿区大塚町25番地 菅井ビル8階  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
E-mail: fujimedical@fujiji-medical.co.jp

製造販売業者



株式会社 エム・ピー・アイ

# GreenLine FiberOptic Laryngoscopes

ブレードのサイズは、全て直線距離の全長です。  
有効長は25mm引いた長さです。



## ミラー型ブレード

ストレート型の定番モデル。


- 5-5233-20 ミラー型ブレード サイズ 00 65mm
  - 5-5233-00 ミラー型ブレード サイズ 0 75mm
  - 5-5233-01 ミラー型ブレード サイズ 1 102mm
  - 5-5233-02 ミラー型ブレード サイズ 2 155mm
  - 5-5233-03 ミラー型ブレード サイズ 3 195mm
  - 5-5233-04 ミラー型ブレード サイズ 4 205mm
- 各サイズ 15,000 円



## ロバートショウ型ブレード

乳児・小児用に作られ、先端より1/3のあたりから緩やかにカーブしています。また、マクニッシュブレードのように間接的に喉頭蓋を持ち上げる設計になっています。

- 5-5237-00 ロバートショウ型ブレード サイズ 0 94mm
  - 5-5237-01 ロバートショウ型ブレード サイズ 1 112mm
- 各サイズ 22,000 円



## フリップス型ブレード

ジャクソンのストレートな部分と、ミラーの先端がカーブした部分を採り入れ、両者の形を融合させて設計しています。その結果より広い視野が確保され、挿管時に気管までほぼ直線的にアプローチすることができます。


- 5-5235-01 フリップス型ブレード サイズ 1 113mm
  - 5-5235-02 フリップス型ブレード サイズ 2 166mm
- 各サイズ 20,000 円



## マクニッシュ・アメリカ型ブレード

豊富なサイズ


- 5-5231-00 マクニッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 0 75mm
  - 5-5231-01 マクニッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 1 87mm
  - 5-5231-02 マクニッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 2 108mm
  - 5-5231-03 マクニッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 3 130mm
  - 5-5231-35 マクニッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 3.5 144mm
  - 5-5231-04 マクニッシュ・アメリカ型ブレード サイズ 4 158mm
- 各サイズ 18,000 円



## ミラー・ボート型ブレード

酸素供給チューブ付きで、低酸素の危険なく挿管や喉頭鏡検査を実施できます。

- 5-5248-00 ミラー・ボート型ブレード サイズ 0 75mm
  - 5-5248-01 ミラー・ボート型ブレード サイズ 1 102mm
- 各サイズ 24,000 円




## クランウォール型ブレード

ミラー改良型

ミラー型のブレードの縁を削り、幅を狭くしていますので、開口制限があっても挿入でき、上顎歯列の損傷の確率も減少します。


- 5-5236-00 クランウォール型ブレード サイズ 0 75mm
  - 5-5236-01 クランウォール型ブレード サイズ 1 102mm
  - 5-5236-02 クランウォール型ブレード サイズ 2 155mm
  - 5-5236-03 クランウォール型ブレード サイズ 3 195mm
- 各サイズ 20,000 円



## マクニッシュ・イギリス型ブレード

左手用もあります。

- 5-5232-01 マクニッシュ・イギリス型ブレード サイズ 1 92mm
  - 5-5232-02 マクニッシュ・イギリス型ブレード サイズ 2 100mm
  - 5-5232-03 マクニッシュ・イギリス型ブレード サイズ 3 130mm
  - 5-5232-04 マクニッシュ・イギリス型ブレード サイズ 4 155mm
  - 5-5232-05 マクニッシュ・イギリス型ブレード サイズ 5 175mm
  - 5-5243-03 マクニッシュ・イギリス型ブレード 左手用 サイズ 3 130mm
- 各サイズ 15,000 円 左手用 22,000 円



## ソバー型ブレード

幅広で平坦な形のブレードで、早産児や新生児の舌の動きを制限し易い形になっています。

- 5-5240-01 ソバー型ブレード サイズ 1 102mm
- 22,000 円



## ウイス・ヒッパル型ブレード

ウイスコンシンの改良型で、縁が丸く大きめです。ウイスコンシンと比べて辺縁が更に直線的で、舌圧子と平行して伸びています。主に乳児用に設計されています。嚙状の先端部分がより広くっており喉頭蓋を持ち上げるのに非常に適しています。


- 5-5234-20 ウイス・ヒッパル型ブレード サイズ 00 65mm
  - 5-5234-00 ウイス・ヒッパル型ブレード サイズ 0 80mm
  - 5-5234-01 ウイス・ヒッパル型ブレード サイズ 1 102mm
  - 5-5234-15 ウイス・ヒッパル型ブレード サイズ 1.5 115mm
- 各サイズ 20,000 円



## マクニッシュ・ドイツ型ブレード

汚れの付きにくい内蔵型のためのファイバーで非常に明るく良好な視野が得られます。

- 5-5272-01 マクニッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 1 93mm
  - 5-5272-02 マクニッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 2 113mm
  - 5-5272-03 マクニッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 3 133mm
  - 5-5272-04 マクニッシュ・ドイツ型ブレード サイズ 4 156mm
- 各サイズ 22,000 円



## ウイスコンシン型ブレード

舌圧子部と辺縁が直線的で、縁は先端部に向かってやや広がっています。この特徴的な形によって視野が広がり、挿管中の外傷の確率を減少させる事が出来ます。

- ブレード先端は、右側の方がやや大きめに広がっているため喉頭蓋を持ち上げるのに適しています。
  - 5-5234-02 ウイスコンシン型ブレード サイズ 2 135mm
  - 5-5234-03 ウイスコンシン型ブレード サイズ 3 162mm
  - 5-5234-04 ウイスコンシン型ブレード サイズ 4 199mm
- 各サイズ 20,000 円



## スワード型ブレード

- 5-5239-01 スワード型ブレード サイズ 1 105mm
  - 5-5239-02 スワード型ブレード サイズ 2 130mm
- 各サイズ 22,000 円



## オックスフォード型ブレード

幅広で平坦な形のブレードで、極度の口蓋裂の幼児に役立ちます。

- 5-5238-01 オックスフォード型ブレード サイズ 1 102mm
- 22,000 円



## イングリッシュ・チャンネル・マクニッシュ型ブレード

マクニッシュ・イギリス型ブレードのチャンネル部分を丸みをもたせて強度を高めつつ、気管内チューブの挿入がし易く改良したモデルです。サイズも豊富です。

- 5-5246-02 イングリッシュ・チャンネル・マクニッシュ型ブレード サイズ 2 100mm
  - 5-5246-03 イングリッシュ・チャンネル・マクニッシュ型ブレード サイズ 3 130mm
  - 5-5246-35 イングリッシュ・チャンネル・マクニッシュ型ブレード サイズ 3.5 144mm
  - 5-5246-04 イングリッシュ・チャンネル・マクニッシュ型ブレード サイズ 4 155mm
  - 5-5246-05 イングリッシュ・チャンネル・マクニッシュ型ブレード サイズ 5 175mm
- 各サイズ 21,000 円



## ホワイトヘッド型ブレード

ウイスコンシンの改良型で、視野を広げ挿管を容易に行うため、また、門歯の損傷を減少させるために上部の縁を削っています。

- 5-5244-03 ホワイトヘッド型ブレード サイズ 3 162mm
- 22,000 円



右:ウイスコンシン  
左:ホワイトヘッド