


イリゲーションセット

<内視鏡又は関節鏡の灌注・洗浄液用>

LATEX FREE ラテックスフリー




▲ P09412 【4way】



▲ P09413 【2way】 ▲ P09414 【1way】



P09413C P09433CS は
円筒形ドリップチャンバー仕様



スパイク



ワンタッチチューブクランプ



先端ルアーロック回転式コネクタ

P09433 (ID:2mm)
P09433CS(ID:2mm)



接続チューブ

標準タイプ
肉厚タイプ

用途

- 内視鏡あるいは関節鏡視野の確保
- 切除された組織片あるいは血液の除去

特徴

- 灌注・洗浄液を最大4バック同時に使用できます。(4way)
- スパイクの切れ味良好で、差し込みが容易にできます。
- ワンタッチチューブクランプは片手で注入のON/OFFができます。
- ラテックスフリーの素材でできています。

商品番号	品 種	全長(約)	チューブ内径(約)	接続チューブ内径(約)	包装単位
P09414	1Wayセット	250cm	5mm	6mm	10/箱
P09414I	1Wayセット(先端肉厚チューブタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09413	2Wayセット	250cm	5mm	6mm	10/箱
P09413I	2Wayセット(先端肉厚チューブタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09413IS	2Wayセット(先端肉厚チューブ/ショートタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09413C	2Wayセット(先端肉厚チューブ/ショートタイプ/円筒形チャンバータイプ)	300cm	5mm	5mm	10/箱
P09412	4Wayセット	250cm	5mm	6mm	10/箱
P09412IS	4Wayセット(先端肉厚チューブ/ショートタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09433	2Wayセット(先端ルアーロック回転式コネクタ-ID:2mmタイプ)	250cm	5mm	—	10/箱
P09433CS	2Wayセット(先端ルアーロック回転式コネクタ-ID:2mm/ショートタイプ/円筒形チャンバータイプ)	300cm	5mm	—	10/箱


<EOG 滅菌済み> *ショートタイプは、Yコネクタとドリップチャンバーの距離が短いタイプです。(約5cm)

医療機器届出番号: 13B1X0000800009

イリゲーションセット


内視鏡・関節鏡用接続チューブ

P09414 1Wayセット




P09414I 1Wayセット

先端肉厚チューブタイプ




P09413 2Wayセット




P09413I 2Wayセット

先端肉厚チューブタイプ




P09413IS 2Wayセット

先端肉厚チューブ/ショートタイプ




P09413C 2Wayセット

先端肉厚チューブ/ショートタイプ/
円筒形チャンバータイプ




P09412 4Wayセット




P09412IS 4Wayセット

先端肉厚チューブ/ショートタイプ




P09433 2Wayセット

先端ルアーロック
回転式コネクタID:2mmタイプ



P09433CS 2Wayセット

先端ルアーロック回転式コネクタID:2mm/
ショートタイプ/円筒形チャンバータイプ



本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

製造販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店