

イリゲーションセット

<内視鏡又は関節鏡の灌注・洗浄液用>

LATEX FREE ラテックスフリー



▲ P09412 【4way】


スパイク



ワンタッチチューブクランプ



先端ルアーロック回転式コネクタ



P09433 【2way】



▲ P09413 【2way】 ▲ P09414 【1way】

P09413C 【2way】は円筒形ドリップチャンバー仕様

接続チューブ



標準タイプ
肉厚タイプ

用途

・内視鏡あるいは関節鏡視野の確保 ・切除された組織片あるいは血液の除去

特徴

- 灌注・洗浄液を最大4バック同時に使用できます。(4way)
- スパイクの切れ味良好で、差し込みが容易にできます。
- ワンタッチチューブクランプは片手で注入の ON/OFF ができます。
- ラテックスフリーの素材でできています。

商品番号	品 種	全長(約)	チューブ内径(約)	接続チューブ内径(約)	包装単位
P09414	1Wayセット	250cm	5mm	6mm	10/箱
P09414I	1Wayセット(先端肉厚チューブタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09413	2Wayセット	250cm	5mm	6mm	10/箱
P09413I	2Wayセット(先端肉厚チューブタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09413IS	2Wayセット(先端肉厚チューブ/ショートタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09413C	2Wayセット(先端肉厚チューブ/ショートタイプ/円筒形チャンバータイプ)	300cm	5mm	5mm	10/箱
P09412	4Wayセット	250cm	5mm	6mm	10/箱
P09412IS	4Wayセット(先端肉厚チューブタイプ)	250cm	5mm	5mm	10/箱
P09433	2Wayセット(先端ルアーロック回転式コネクタタイプ)	250cm	5mm	—	10/箱

<EOG 滅菌済み> *ショートタイプは、Yコネクタとドリップチャンバーの距離が短いタイプです。(約5cm)

医療機器届出番号: 13B1X00008000009

本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

製造販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
http://www.fuji-medical.co.jp

販売代理店