

医療用廃棄物収納システム

# シャープセイフ



商品番号	容量/規格	外径寸法	梱包単位
F500	50 リットル	400(w) x 300(d) x 530(h)	6 個/1 ケース
F260	26 リットル	340(w) x 235(d) x 425(h)	14 個/1 ケース
F110	11 リットル	290(w) x 190(d) x 308(h)	24 個/1 ケース
F080	8 リットル	285(w) x 185(d) x 240(h)	20 個/1 ケース
F070	7 リットル	178(w) x 178(d) x 360(h)	30 個/1 ケース
F040	4 リットル	178(w) x 178(d) x 223(h)	40 個/1 ケース
F030	3 リットル	190(w) x 125(d) x 230(h)	50 個/1 ケース
F020	2 リットル	190(w) x 125(d) x 190(h)	50 個/1 ケース
F010	1 リットル	100(w) x 85(d) x 195(h)	100 個/1 ケース
F002	0.2 リットル	80(w) x 38(d) x 148(h)	100 個/1 ケース

## 在宅から手術室まで、場所・用途に応じて選べる 10 アイテム


- 入れすぎ防止の為、上蓋を半透明にしました。
- シリンジごとの廃棄が可能な汎用タイプです。
- 注射針や翼状針を取り外すための針外し口と、シリンジや翼状針をそのまま廃棄できる投入口が付いています。




- 使用後の廃棄時は、上蓋を押し込むとロックがかかり、安全に処理できます。



- ポールブラケット用アダプター付(4L,7L)



- 転倒時に廃棄物が出にくい内蓋が装備されています。(2L~11L)
- 耐貫通性は従来品と比べて50%向上しています。(データ有)
- ISO23907 基準に適合しています。



- 大量の廃棄物処理が可能です。(11L~50L)



- 携帯性に優れています。



# 安全性を向上させる豊富なオプション

● オプションを組み合わせると、より使用しやすく、安全性が向上します。

ワゴンブラケット  
4401 1L



ワゴンブラケット  
4402 2L,3L 兼用



ワゴンブラケット  
4403 4L,7L 兼用



トロリーブラケット  
4261B 1L  
4247B 2L  
4240B 4L,7L 兼用



1L/2L/3Lトレイ  
TR123



4L/7L ポールブラケット  
PB47



品番	商品名	包装単位	品番	商品名	包装単位
4261B	1Lトロリーブラケット	1個	4401	1Lワゴンブラケット	1個
4247B	2Lトロリーブラケット	1個	4402	2L/3Lワゴンブラケット	1個
4240B	4L/7Lトロリーブラケット	1個	4403	4L/7Lワゴンブラケット	1個
PB47	4L/7Lポールブラケット	5/箱	TR123	1L/2L/3Lトレイ	10/箱