


# シバガイド

## SIVA Guide

### <超音波プローブ用ニードルガイドブラケット>

特  
徴

- 超音波ガイド下穿刺(CVC, 神経ブロック等)が簡単に正確にできます。
- ニードルガイドとブラケットは一体成型で、穿刺針の刺入角度を自由に決められます。
- 滅菌して繰り返し使用できます。(EOG 滅菌推奨)
- ナイロン 12 製なのでアレルギーになりません。(ラテックスフリー)



ソノサイト HFL38 用



ソノサイト C11 用



GE12L 用



GEC1-5-RS/4C-RS 用

#### ソノサイト社用ニードルガイドブラケット

医療機器届出番号 13B1X00008000028

商品番号	商品名	用途・仕様	包装単位
SVA-H3801	シバガイド HFL38-1 号(17G,20G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 17G, 20G	1 セット/箱
SVA-H3802	シバガイド HFL38-2 号(17G,21G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 17G, 21G	1 セット/箱
SVA-H3803	シバガイド HFL38-3 号(18G,20G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 20G	1 セット/箱
SVA-H3804	シバガイド HFL38-4 号(18G,21G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 21G	1 セット/箱
SVA-H3805	シバガイド HFL38-5 号(18G,22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 22G	1 セット/箱
SVA-H3825	シバガイド HFL38-25 号(25G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 25G	1 セット/箱
SVA-H5001	シバガイド HFL50-1 号(18G,22G)	高周波リニアプローブ HFL50 用 適用ニードル 18G, 22G	1 セット/箱
SVA-H5002	シバガイド HFL50-2 号(18G,20G)	高周波リニアプローブ HFL50 用 適用ニードル 18G, 20G	1 セット/箱
SVA-C1101	シバガイド C11-1 号(17G,20G)	マイクロコンベックスプローブ C11 用 適用ニードル 17G, 20G	1 セット/箱
SVA-C6001	シバガイド C60-1 号(17G, 21G)	コンベックスプローブ C60 用 適用ニードル 17G, 21G	1 セット/箱

#### GE 社用ニードルガイドブラケット

医療機器届出番号 13B1X00008000028

商品番号	商品名	用途・仕様	包装単位
SVA-GE12L01	シバガイド GE12L-1 号(18G,20G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 20G	1 セット/箱
SVA-GE12L02	シバガイド GE12L-2 号(18G,21G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 21G	1 セット/箱
SVA-GE12L03	シバガイド GE12L-3 号(18G,22G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 22G	1 セット/箱
SVA-GEC1501	シバガイド GEC15-1 号(18G, 20G)	コンベックス C1-5-RS/4C-RS 共用 適用ニードル 18G, 20G	1 セット/箱
SVA-GEC1502	シバガイド GEC15-2 号(18G, 21G)	コンベックス C1-5-RS/4C-RS 共用 適用ニードル 18G, 21G	1 セット/箱

(未滅菌品)

一般的名称：体表面用超音波プローブカバー

製造販売元

販売代理店

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
http:// www.fuji-medical.co.jp