

# ソフトマウスピース/マウスピース(ハード) イージーガード マウスピース



## 特徴

- 内視鏡使用時に患者の開口状態を維持します。
- すべてラテックスフリー、DEHPフリー素材です。
- マウスピース(ソフト・ハード)の素材は、軟質PVCです。内側面は梨地加工されており内視鏡の操作が容易です。
- イージーガードマウスピースの素材はPP。バイトブロック部分はシリコーンで覆われており歯を保護します。ストラップは伸縮性のあるポリアミド製です。

一般的名称: 内視鏡用マウスピース

JMDNコード:70951000

商品番号	商品名	仕様(内径)	包装単位	医療機器届出番号	滅菌
PM0055	ソフトマウスピース	26mmX14mm	30個/箱	13B1X00008000030	EOG
PM0022	マウスピース(ハード)	26mmX14mm	30個/箱	13B1X00008000034	EOG
032-10-800	イージーガード マウスピース	27mmX20mm 弾性ストラップ付	25個/箱	13B1X00008000039	未滅菌

製造販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

販売代理店