

# 酸素マスク (スイベルコネクタ)



## 【特徴】

- ・ 360度回転するスイベルコネクタ付中濃度酸素マスクです。
- ・ 酸素チューブの方向を自由に変えられ、チューブが折れたり、邪魔になりません。
- ・ 酸素チューブの内腔はキンクしにくい星形状です。
- ・ マスクは透明で顔の観察が容易です。
- ・ 可塑剤 DEHP フリー/ラテックスフリーの安心素材です。
- ・ 金属は使用していません。(MRI 対応)

推奨酸素流量		
酸素流量 (L/m)	酸素濃度(%) 成人用	酸素濃度(%) 小児用
6	40	40
8	50	50
10	60	

空気・酸素マスク

医療機器認証番号: 230AGBZX00057000

品番	品名	仕様	包装
032-10-002J	酸素マスク(スイベルコネクタ)	成人用 回転式 酸素チューブ 2.1m 付	50 個/箱
032-10-009J	酸素マスク(スイベルコネクタ)	小児用 回転式 酸素チューブ 2.1m 付	20 個/箱

 flexicare  
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

製造販売元

販売代理店

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)