


シャープスカウンター

＜使用した縫合針の確認に役立ちます＞

シートからカウントブロックを剥がし、縫合針のパッケージにカウントブロックを貼り付けます。



カウントブロックに使用済み縫合針を刺して固定します。



特徴

- ・使用後の縫合針を安全に固定します。
- ・縫合針の使用数量の確認ができます。
- ・カウントブロックの裏面には接着剤が塗布されていますので、縫合針のパッケージなどに貼り付けてお使い下さい。

品番	仕様	包装
P23010	ソフトタイプ 5 カウンター用	70 個/箱
P23011	ソフトタイプ 10 カウンター用	60 個/箱
P23012	ソフトタイプ 20 カウンター用	30 個/箱
P23013	ソフトタイプ 30 カウンター用	30 個/箱

＜EOG 滅菌済み＞

輸入販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0015
東京都新宿区大京町25 新宿菅井ビル 8F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店